

# Teknisk dataark

## Trådløst tilbehør

### Et helt integrert system

TV-adapteren kobles direkte til brukerens høreapparat for en problemfri daglig bruk.

### Brukervennlighet

TV-adapteren er utviklet og grundig testet, med brukere av høreapparater i tankene, for å sikre optimal enkel bruk.

### Dolby Digital® og Digital Stereo

TV-adapteren støtter digital lyd i to mye brukte formater: Digital Stereo (PCM) og Dolby Digital®. Dette øker brukernes mulighet for å dra fordel av strømmet lyd fra hjemmekinosystemer og flatskjerm-TV-er.

### MultiConnect

TV-adapteren kan kobles til et ubegrenset antall høreapparater samtidig, slik at flere brukere kan dele den samme opplevelsen.

### Enkel paring

Så snart høreapparatene er i paringsmodus, og innen 30 cm fra TV-adapteren, vil TV-adapteren automatisk pare og koble seg til dem.

### Mer informasjon

Vennligst besøk

[www.oticon.com/connectivity](http://www.oticon.com/connectivity) for mer informasjon om TV-adapteren.

## TV-adapter 3.0



TV Adapter 3.0 lar brukere av Oticon nyte stereolyden fra en TV, radio eller annen lydkilde, overført direkte til høreapparatet ved foretrukket lydnivå. TV Adapter 3.0 støtter en rekke forbindelser, inkludert Digital Stereo og Dolby Digital® via optisk TOSLINK.




## Inkludert


- Bruksanvisning
- Strøm
- TV Adapter - sort
- TOSLINK optisk kabel 2,0 meter
- RCA til RCA stereokabel
- Minijack 3,5 mm til RCA-omformer



## Tekniske data

Modell	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Fuktighet: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Lagrings- og transportforhold	Følgende temperaturer og fuktighet bør ikke overskrides i lengre perioder under transport eller lagring: Temperatur: -25 °C til +70 °C Fuktighet: 15% til 93 %, ikke-kondenserende
Dimensjoner:	124 x 80 x 21 mm; vekt 107 g.
Systemfunksjoner	Autoparing: TV-adapteren vil automatisk pare med høreapparatene i paringsmodus AutoStream: TV-adapteren vil automatisk begynne å strømmen lyd når et gyldig lydsignal fanges opp MultiConnect: TV-adapteren kan kobles til et ubegrenset antall høreapparater
Kompatibilitet	TV-adapteren virker med alle versjonene av Oticon-høreapparater med 2,4 GHz radioteknologi
Inngangskoblinger/format	Minijack 3,5 mm (V+H) (inkludert kabel og omformer) SCART (V+H) (SCART tilbys som et separat tilebør fra Oticon, inkludert RCA kabel) RCA (V+H) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®
Utgang	TOSLINK (bufret utgang til TOSLINK-inngang)
Område	Opp til 15 meter (fri siktlinje fra TV-adapteren til høreapparatene)
Lydinganger (format)	Stereo analog inngang (RCA) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby digital® (TOSLINK)
Latenstid (TV-adapterinngang til HA-høytaler)	Analog: 25 ms Digital: 28 ms Dolby Digital®: 45 ms
Følsomhet, linjeinngang	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ
Lyd båndbredde	10 KHz/mono fra TV-inngangen til høreapparatene
Dynamisk, selvjusterende	AGC (analoge innganger) (linje i nærheten av 0 dB 5 sek)
Statusindikatorer	Strøm- og status-LED i fronten
Farger	Sort
Frekvens	Lisensfri 2,4 GHz (ISM-båndet)
Sendereffekt	Maks 17 dBm EIRP i samsvar med alle relevante standarder.
Strømforbruk	Ute av drift, overfører ikke lyd: 0,8 W Overfører lyd: 1,5 W

 SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark

 Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.

